


Canberra


cod. 3023 €

Caratteristiche Generali

- Lettino professionale a 1 o 2 sezioni
- Schienale regolabile da 0° a 45° con cremagliera in metallo
- Ampio cuscino da 115 cm
- Motore elettrico da 6000N per la regolazione dell'altezza
- Piedini regolabili e antiscivolo
- Verniciatura a polvere antigraffio
- Di serie con pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza
- Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM




Optional




Verniciatura Telaio



Disegno tecnico



Poggiatesta



Lettino presentato con i seguenti accessori optional:
kit ruote, schienale regolabile.



Kit quattro ruote piroettanti con sistema di sblocco centralizzato con un unico pedale.

